

TaKaRa Taq™ Hot Start Version

Code No. R007A **Size:** **250 U**
 Conc.: **5 U/μl**

Supplied Reagents:
10X PCR Buffer (Mg²⁺ plus) **1.0 ml**
dNTP Mixture (2.5 mM each) **800 μl**

Description:

TaKaRa Taq HS is a hot start PCR enzyme derived from *TaKaRa Taq* that includes a neutralizing monoclonal antibody that recognizes *Taq* DNA polymerase. This antibody binds to *Taq* polymerase and prevents non-specific amplification due to mispriming and/or formation of primer dimers before thermal cycling. The antibody is denatured during the initial DNA-denaturation step, allowing this product to be used with standard PCR conditions.

Storage Buffer:

20 mM	Tris-HCl, pH 8.0
100 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.5%	Tween 20
0.5%	NP-40
50%	Glycerol

Storage: -20°C

Unit definition:

One unit is the amount of enzyme that will incorporate 10 nmol of dNTPs into acid-insoluble products in 30 minutes at 74°C with activated salmon sperm DNA as the template-primer.

Reaction mixture for unit definition:

25 mM	TAPS (pH 9.3 at 25°C)
50 mM	KCl
2 mM	MgCl ₂
0.1 mM	DTT
200 μM	each dATP · dGTP · dCTP
100 μM	[³ H]-dTTP
0.25 mg/ml	activated salmon sperm DNA

Purity:

Nicking, endonuclease, and exonuclease activity were not detected after incubation of 0.6 μg of supercoiled pBR322 DNA, 0.6 μg of λ DNA, or 0.6 μg of λ-*Hind* III digest with 10 U of this enzyme for 1 hour at 74°C.

Application:

- For DNA amplification by hot start PCR
- For DNA sequencing

PCR products:

As most PCR products amplified with *TaKaRa Taq* HS have one A at the 3'-termini, the obtained PCR products can be directly cloned into a T-vector. It is also possible to clone the product in blunt-end vectors after blunting and phosphorylation of the ends

Quality Control Data:

Please see the Certificate of Analysis (CoA) for each lot. You can download the CoA on Takara Bio website.

General reaction mixture for PCR (total 50 μl)

<i>TaKaRa Taq</i> HS (5 U/μl)	0.25 μl
10X PCR Buffer (Mg ²⁺ plus)	5 μl
dNTP Mixture (2.5 mM each)	4 μl
Template	< 500 ng
Primer 1	10 - 50 pmol (final conc. 0.2 - 1.0 μM)
Primer 2	10 - 50 pmol (final conc. 0.2 - 1.0 μM)
Sterile purified water	up to 50 μl

(Note) Reaction mixtures can be set up at room temperature. Be sure to keep all reagents on ice.

PCR conditions:

This enzyme can be used with standard PCR conditions, since the monoclonal antibody is denatured in the initial DNA-denaturation step. There is no need for an additional step to denature the anti-*Taq* antibody.

Example: Amplification of a 1 kb DNA fragment

98°C	10 sec	} 30 cycles
55°C	30 sec	
72°C	1 min	

(Note) Denaturation conditions vary depending on the thermal cycler and tubes used for PCR. Denaturation for 5 - 10 sec at 98°C, or 20 - 30 sec at 94°C is recommended.

Supplied 10X PCR Buffer:

Composition (10X):	100 mM	Tris-HCl (pH 8.9)
	500 mM	KCl
	15 mM	MgCl ₂

Supplied dNTP Mixture (2.5 mM each):

dNTP Mixture is ready for use in PCR without dilution.

Form: Dissolved in water (sodium salts), pH 7 - 9

Purity: ≥ 98% for each dNTP

TaKaRa Taq is a trademark of Takara Bio Inc.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6972 or from our website at www.takara-bio.com.

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

TaKaRa Taq™ Hot Start Version

Code No. R007A 容量： 250 U
 濃度： 5 U/ μ l

添付試薬：

10 × PCR Buffer (Mg²⁺ plus) 1.0 ml
dNTP Mixture (各 2.5 mM) 800 μ l

●製品説明

TaKaRa Taq HS は、抗 Taq 抗体と TaKaRa Taq を混合したもので、Hot Start PCR に用いる酵素である。高温に加熱するまでは抗 Taq 抗体が酵素に結合し、ポリメラーゼ活性を抑えているため、サイクル前のミスプライミングやプライマーダイマーに由来する非特異的増幅を防ぐことができる。

抗 Taq 抗体は、PCR の最初の DNA 変性ステップで変性するため、特別な変性ステップは必要なく、従来の PCR 条件で使用できる。

●形状

20 mM	Tris-HCl 緩衝液 (pH8.0)
100 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.5%	Tween 20
0.5%	NP-40
50%	Glycerol

●保存 - 20℃

●活性の定義

活性化サケ精子 DNA を鋳型/プライマーとして用い、下記の活性測定用反応液中にて 74℃において、30 分間に 10 nmol の全ヌクレオチドを酸不溶性沈殿物に取り込む活性を 1 U とする。

●活性測定用反応液組成

25 mM	TAPS 緩衝液(pH9.3、25℃)
50 mM	KCl
2 mM	MgCl ₂
0.1 mM	DTT
各 200 μ M	dATP·dGTP·dCTP
100 μ M	[³ H]-dTTP
0.25 mg/ml	活性化サケ精子 DNA

●純度

- 10 U の本酵素と 0.6 μ g の λ -Hind III 分解物を 74℃、1 時間反応させても DNA の電気泳動パターンに変化は起こらない。
- 10 U の本酵素と 0.6 μ g の supercoiled pBR322 DNA を 74℃、1 時間反応させても DNA の電気泳動パターンに変化は起こらない。
- 10 U の本酵素と 0.6 μ g の λ DNA を 74℃、1 時間反応させても DNA の電気泳動パターンに変化は起こらない。

●用途

- ・ Hot Start PCR 法による DNA 増幅
- ・ DNA シーケンシング

●PCR 産物について

TaKaRa Taq HS を用いて増幅した PCR 産物のほとんどは、3' 末端に A が 1 塩基付加されている。したがって、その PCR 産物をそのまま T-Vector にクローニングすることができる。また、末端平滑化およびリン酸化を行って、平滑末端のベクターにクローニングすることも可能である。

●品質管理データ

性能試験結果については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトのドキュメントセンターからダウンロードできます。

●一般的な PCR 反応液量 (total 50 μ l)

TaKaRa Taq HS (5 U/ μ l)	0.25 μ l
10 × PCR Buffer (Mg ²⁺ plus)	5 μ l
dNTP Mixture (2.5 mM each)	4 μ l
Template	< 500 ng
Primer 1	10 ~ 50 pmol (最終濃度 0.2 ~ 1.0 μ M)
Primer 2	10 ~ 50 pmol (最終濃度 0.2 ~ 1.0 μ M)
滅菌精製水	up to 50 μ l

注) 反応液の室温調製も可能であるが、試薬は必ず氷上に置いて使用する。

●PCR 条件

PCR の最初の DNA 変性ステップで抗 Taq 抗体は失活するので、従来の PCR 条件が使用できる。抗 Taq 抗体を失活させるための特別なステップは必要ない。

(例) 1 kb DNA を増幅する場合

98℃	10 sec.	} 30 cycles
55℃	30 sec.	
72℃	1 min.	

注) 変性の条件は、サーマルサイクラーの使用機種と反応チューブの種類に合わせて設定してください。設定の目安としては、98℃の場合は 5 ~ 10 sec、94℃の場合は 20 ~ 30 sec. です。

10 × PCR Buffer 組成

組成 (10 ×)	100 mM	Tris-HCl 緩衝液 (pH8.9)
	500 mM	KCl
	15 mM	MgCl ₂

dNTP Mixture (各 2.5 mM)

dATP、dCTP、dGTP、dTTP の等モル混合物で、希釈せずにそのまま PCR 反応に用いることができる。

- ・ 純度：各 98% 以上
- ・ 形状：水溶液 (ナトリウム塩)、pH 7 ~ 9

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商標製品の製造に使用することは禁止されています。
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201905Da_2