

Yatalase

Code No. T017

Size : 2 g

Example of protoplast preparation :

- (1) *Aspergillus oryzae*

| | |
|------------|---|
| Medium | Czapek-Dox + 0.5% Casamino acid (pH 5.6) |
| Culture | 30°C, 20 hr, Shake culture (Rotary at 140 rpm) |
| Conditions | 2% Yatalase solution 0.6 M (NH ₄) ₂ SO ₄ 50 mM Maleate Buffer (pH 5.5) 30°C Reciprocal shaking (at 60 - 70 rpm) 2 - 3 hr |
- (2) *Aspergillus kawachi*

| | |
|------------|---------------------------------|
| Medium | Same as in (1) |
| Culture | 30°C, 20 hr, Stationary culture |
| Conditions | Same as in (1) |
- (3) *Aspergillus terreus, Penicillium citrinum, Penicillium lanosum, Tricoderma koningii*

| | |
|------------|--------------------------|
| Medium | Dextrin-peptone (pH 5.5) |
| Culture | Same as in (1) |
| Conditions | Same as in (1) |
- (4) *Mucor hiemalis, Rhizopus nigricans*

| | |
|------------|---|
| Medium | 2% Malt extract |
| Culture | 30°C, 12 hr, Stationary culture (Sporangiospores in germ) |
| Conditions | 2% Yatalase solution 0.5 M MgSO ₄ 50 mM Maleate Buffer (pH 5.5) 30°C Reciprocal shaking (at 60 - 70 rpm) 4 hr |
- (5) *Pleurotus ostreatus, Coprinus cinereus, Lentinus edodes*

| | |
|------------|---|
| Medium | OSG or MYG medium (pH 5.5) |
| Culture | 25 - 30°C, 3 - 4 days, Stationary culture |
| Conditions | 2% Yatalase solution 0.6 M MgSO ₄ 50 mM Maleate Buffer (pH 5.5) 30°C Reciprocal shaking (at 60 - 70 rpm) 2 - 3 hr |
- (6) *Monascus sp.*

| | |
|------------|--|
| Medium | Same as in (3) |
| Culture | 25°C, 20 hr, Shake culture (Rotary at 140 rpm) |
| Conditions | Same as in (1) |

Description :

This product was prepared from lipoid culture supernatant of *Corynebacterium* sp. OZ-21. This product has complex lytic activities of fungal cell mainly consisting of chitinase and chitobiase activity.

Origin : *Corynebacterium* sp. OZ-21

Appearance : Lyophilized powder (containing lactose as the excipient)

Storage : 4°C, dry condition

Unit definition :

[Chitinase activity]

1 unit is defined as the amount of enzyme required to release 1 μ mol of *N*-Acetylglucosamine from 0.5% chitin powder solution in 1 min at 37°C, pH 6.0.

[Chitobiase activity]

1 unit is defined as the amount of enzyme required to release 1 μ mol of *p*-Nitrophenol from *p*-Nitrophenyl-*N*-acetyl- β -D-glucosaminide solution in 1 min at 37°C, pH 6.0.

[Lytic activity]

1 unit is defined as the amount of enzyme required to cause a 1% decrease in absorbance at 660 nm in 1 hour under the assay conditions described below.

Solutions

Solution A (Substrate solution) ;

Harvest a culture of *Aspergillus oryzae* (cultured in dextrin-peptone medium at 25 to 30°C for 1 to 2 days) and homogenize on a Waring blender (16,000 rpm, 3 min). Subsequently, apply a French press process to produce fragments. Then, wash the fragments thoroughly with water over filter paper, and then with acetone, followed by diethyl ether. Air-dry the pellet and suspend in 0.1 M acetate buffer, pH 6.0, to give 0.125% (w/v).

Solution B (Enzyme solution);

Dissolve the enzyme in sterile purified water (0.8 mg/ml).

Assay system

1. Transfer 4 ml of solution A to a test tube.
2. Add 1 ml of solution B and immediately vortex.
3. Incubate at 37°C by gently shaking for 1 hr.
4. Read the absorbance at 660 nm.

Quality Control Data :

Please see the Certificate of Analysis (CoA) for each lot. You can download the CoA on Takara Bio website.

Manufactured by Ozeki corporation.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com. Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

Yatalase

Code No. T017

容量： 2g

●製品説明

本製品は、*Corynebacterium* sp. OZ-21 の培養上清より調製された、キチナーゼ、キトビアーゼを主体とする複合酵素剤である。

●由来 *Corynebacterium* sp. OZ-21

●形状 凍結乾燥粉末（賦形剤として乳糖を含む）

●保存 4℃、乾燥状態で保存

●活性の定義

[キチナーゼ活性]

37℃、pH6.0 において 0.5 % キチン溶液から 1 分間に 1 μ mol の *N*-Acetylglucosamine を遊離する酵素活性を 1U とする。

[キトビアーゼ活性]

37℃、pH6.0 において *p*-Nitrophenyl-*N*-acetyl- β -D-glucosaminide 溶液から 1 分間に 1 μ mol の *p*-Nitrophenol を遊離する酵素活性を 1U とする。

[細胞壁溶解活性]

下記の条件で 1 時間に 660 nm における濁度を 1% 減少させる酵素活性を 1U とする。

測定試薬

試薬 A (基質液) :

Aspergillus oryzae 菌体 (Dextrin-Peptone 培地、25 ~ 30℃ で 1 ~ 2 日間振とう培養) をワーリングブレンダーでホモジナイズする (16,000 rpm, 3 分間)。次に菌糸体が小断片化するまでフレンチプレス処理を行い、ろ紙上で十分に水洗いした後、アセトンさらにジエチルエーテルで洗浄する。これを風乾したもの (細胞壁画分) を 0.125% になるように 0.1 M 酢酸緩衝液 (pH6.0) に均一に懸濁し、基質液とする。

試薬 B (酵素液) :

0.8 mg/ml となるように滅菌精製水に溶解する。

測定手順

1. 試験管に A 液 4ml をとる。
2. B 液 1ml を添加し、すばやく試験管ミキサーで良く混合して 37℃ で反応を開始する。
3. 1 時間おだやかに振とう後、660 nm の濁度をすばやく測定する。

●品質管理

性能試験結果については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトからダウンロードできます。

●プロトプラスト調製条件例

- (1) *Aspergillus oryzae*
培地 Czapek-Dox + 0.5% Casamino acid (pH5.6)
培養条件 30℃, 20 hr., Shake culture (Rotary at 140 rpm)
調製条件 2% Yatalase solution
0.6 M (NH₄)₂SO₄
50 mM Maleate Buffer (pH5.5)
30℃ Reciprocal shaking (at 60 ~ 70 rpm) 2 ~ 3 hr.
- (2) *Aspergillus kawachi*
培地 Same as in (1)
培養条件 30℃, 20 hr., Stationary culture
調製条件 Same as in (1)
- (3) *Aspergillus terreus*, *Penicillium citrinum*, *Penicillium lanosum*, *Trichoderma koningii*
培地 Dextrin-peptone (pH5.5)
培養条件 Same as in (1)
調製条件 Same as in (1)
- (4) *Mucor hiemalis*, *Rhizopus nigricans*
培地 2% Malt extract
培養条件 30℃, 12 hr., Stationary culture (Sporangiospores in germ)
調製条件 2% Yatalase solution
0.5 M MgSO₄
50 mM Maleate Buffer (pH5.5)
30℃ Reciprocal shaking (at 60 ~ 70 rpm) 4 hr.
- (5) *Pleurotus ostreatus*, *Coprinus cinereus*, *Lentinus edodes*
培地 OSG or MYG medium (pH5.5)
培養 25 ~ 30℃, 3 ~ 4 days, Stationary culture
調製条件 2% Yatalase solution
0.6 M MgSO₄
50 mM Maleate Buffer (pH5.5)
30℃ Reciprocal shaking (at 60 ~ 70 rpm) 2 ~ 3 hr.
- (6) *Monascus* sp.
培地 Dextrin-peptone (pH5.5)
培養条件 25℃, 20 hr., Shake culture (Rotary at 140 rpm)
調製条件 Same as in (1)

●製造元

大関株式会社

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201811

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999
Fax 077-565-6995