

합리적인 가격대로 만나는 qPCR 기기

# Fall in qPCR 특별한 기기 할인

## CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch)

2023년 9월 1일(금)~12월 29일(금)

난 CS96 이야!



### CronoSTAR™ 96 특징

- 터치스크린을 장착한 stand-alone type (제어용 PC 연결도 가능)
- 사용 빈도가 가장 높은 4중 필터 장착
- Gradient 기능 탑재로 광범위한 온도 조건 검토를 보다 편리하게!  
: 8 well 씩 12열의 annealing 온도 셋팅
- 사용이 편리한 소프트웨어 제공  
: 기존 사용하던 PCR 조건과 plate 셋팅을 함께 불러오기 가능

열심히 실험한 당신께 CS96 이 간식을 드립니다~~



본 프로모션 기간에

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System(4ch) (#640231)의 데모를 진행하신  
실험실에 BBQ 올리브치킨 을 드립니다.

지금, 바로! 다카라코리아 고객센터

( T. 02-2081-2510 / email. [support@takara.co.kr](mailto:support@takara.co.kr) )으로 데모신청하세요!



bb.q

# CronoSTAR™ 96 주요 사양



형광 검출 필터 (4ch)	FAM/TB Green® VIC/HEX/TET/JOE	ROX/Texas Red Cy5
외형	355(W) × 475(D) × 484(H) mm	
무게	30 kg	
전원	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 900 VA	
가열/냉각방법	Peltier element	
광원	LED 광원	
최대가열속도	5.5°C/sec	
최대냉각속도	4.4°C/sec	
형광검출법	포토 다이오드	
반응 튜브	0.2 ml tube, 96 well plate	
터치패널	내장형 10.4인치 터치 패널	

## 목적에 맞게 선택하는 Perfect Real Time PCR 시약



☞ qPCR용 cDNA 합성, **15분** 코어타임 반응으로 빠르게!

특징	Code	제품명	용량
구성품 전부가 포함된 편리한 5x premix 타입	RR036A	PrimeScript™ RT Master Mix	200 회
초간단 2분 gDNA 제거 과정 추가	RR047A	PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser	100 회
Oligo dT / random primer 선택이 필요할 때 최적	RR037A	PrimeScript™ RT Reagent Kit	200 회

☞ 번거로운 RNase H 처리과정은 **skip!** Tli RNase H premixed qPCR Mix

특징	Code	제품명	용량
증폭효율과 특이성의 밸런스 원탑	RR820A	TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	200 회
	RR820L	TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus), Bulk	200 회
Extension 시간 1/3 단축	RR430A	TB Green® Fast qPCR Mix	200 회
200 bp 이상 타겟 증폭에 최적	RR420A	TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus)	200 회
	RR420L	TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus), Bulk	200 회
다양한 샘플 적용성	RR391A	Probe qPCR Mix	200 회
	RR392A	Probe qPCR Mix, with UNG	200 회

완벽한 qPCR 실험생활, 다카라 기기 & 시약과 함께 하세요

qPCR의 필수조건, gDNA 없는 RNA 정제

### TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit (Code 9767A)

gDNA Eraser Spin Column으로 gDNA 오염 걱정 끝!