



다카라코리아 창립 30주년 기념

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) 프로모션



[Code 640231]

~6월 30일(월)까지

- 쉬운 설정, 사용이 매우 편리한 소프트웨어
- 뛰어난 가성비 4 채널, stand-alone 장비
- 8 well x 12열 gradient 기능으로 빠른 조건 검토 가능

[기기 사양]

형광검출 필터 (4ch)	FAM/TB Green®	ROX/Texas Red
	VIC/HEX/TET/JOE	Cy5
외형	355(W)×475(D)×484(H) mm, 30 kg	
전원	AC 100~240 V 50/60 Hz, 900 VA	
최대가열/냉각 속도	가열: 5.5°C/sec, 냉각: 4.4°C/sec	
반응 튜브	0.2 ml tube, 96 well plate	
터치패널	내장형 10.4인치 터치 패널	



[함께 사용하는 qPCR 시약 리스트]

적용	Code	제품명	용량
qPCR용 cDNA 합성	gDNA 제거 2분, cDNA 합성 10분, 신속 정확 qRT premix		
	RR092A	PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser	100 회 (20 µl 반응시)
TB Green® qPCR premix	신장시간 10초, UNG 포함, Rox dye 없이 기기 사용 가능		
	RR830A	TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	400 회 (25 µl 반응시)
	RR820A	TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	200 회 (50 µl 반응시)
Probe qPCR premix	신장시간 20초, UNG 포함, multiplex qPCR에 최적		
	RR393A	Probe qPCR Mix MultiPlus	400 회 (50 µl 반응시)
1 step RT-qPCR kit	All premix 로 빠른 셋업		
	RR600A	One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix	200 회 (50 µl 반응시)

*기기 데모 및 구매 문의로는 다카라코리아 고객센터 또는 담당 대리점으로 문의주세요.



다카라코리아 창립 30주년 기념 Clontech PCR Thermal Cycler GP 프로모션



[Code WN400]

~6월 30일(월)까지

- 4.3 kg 소형 touch down PCR 기기
- 직관적이고 편리한 조작
- 간편한 gradient PCR 설정



[기기 사양]

항목	내용
외형	185 mm (W) × 280 mm (D) × 165 mm (H)
무게	4.3 kg
반응 튜브	0.2 ml tube, 96 well plate

• 직관적이고 편리한 PCR 조건 설정



간단한 버튼 조작으로 셋팅 완료

편리한 User Interface

• 옵션은 하나의 화면에서 변경 가능



Touch-down PCR, gradient PCR 등

[함께 사용하는 PCR 시약 리스트]

특징	제품명	Code	용량
극강의 정확성, premix로 편리하게	PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	R047A	100 회
Long range PCR도 빠르게 premix로	PrimeSTAR® GXL Premix Fast	R053A	200 회
Long read sequencing용 (~50kb)	PrimeSTAR® LongSeq DNA Polymerase	R055A	200 회
고성능 multiplex PCR 시약	Multiplex PCR Assay Kit Ver.2	RR062A	100 회
정확도 높은 RTase와 PCR 효소의 조합	PrimeScript™ II High Fidelity One Step RT-PCR Kit	R026A	50 회
하나로 RT 시약 셋팅 완료!! - all in one kit	PrimeScript™ 1st strand cDNA Synthesis Kit	6110A	50 회
고효율, 높은 정확도의 근본 RTase	PrimeScript™ Reverse Transcriptase	2680A	10,000 U

다카라코리아바이오메디칼(주)

고객지원 02-2081-2510
(제품문의) support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525
(대전 총청) tkbd@takara.co.kr

지역별 전문 대리점

그린바이오(주)(서울인천경기)
(주)에스앤씨(서울인천경기)
(주)지티과학(서울인천경기)
베리사이언스(전북)

02-2633-7114
1644-5778
02-699-8517
063-253-0370

위너스랩(전북농진청산하기관 한정)
(주)진성에스엠알(광주, 전남)
(주)프리임텍(강원)
브니엘바이오(주)(대구, 경북)

063-902-1277
062-672-7631
033-244-6969
053-381-3611

코어젠(부산 울산 경남)
이엔바이오(전주)
(주)셀피스(제주)

051-621-0924
055-761-1036
064-722-6707