

2016년

# TAKARA Autumn Festival

기기 데모 신청만 해도 혜택이 **넵!넵!**

기간 ~ 2016년11월 30일까지

대상 qPCR 기기, spectrometer, luminometer 데모 신청 고객 (Lab 당 1회)

혜택1. 데모 신청시 Takara 상품권 (10만원권) 증정!

혜택2. qPCR기기 구매시 시약 (200만원 상당) 또는 Berthold 기기 구매시 Takara 상품권 (50만원권) 증정 (qPCR은 세미나도 가능합니다.)

빠른 온도 조절 기능으로 Fast PCR 가능

## Thermal Cycler Dice® Real Time System III (Code TP950)

- 터치스크린을 장착한 stand-alone
- 사용이 편리한 간편한 소프트웨어
- 고속 PCR 가능: Fast mode로 40분만에 40 cycles 반응 완료



★혜택1. 데모신청시 Takara 상품권 (10만원권)

★혜택2. 기기 구매시 시약 증정 (200만원 상당)

증발없이 재현성과 내구성이 뛰어난

## Microvolume Spectrometer (Colibri)

- PC가 필요없는 stand-alone operation
- 샘플의 증발이 없어 재현성이 뛰어나
- 정기적인 calibration 불필요
- Smallest sample apply volume : 1~5 µl
- 마우스, 터치스크린 또는 키패널로 작동 가능

★혜택1. 데모신청시 Takara 상품권 (10만원권)

★혜택2. 기기 구매시 Takara 상품권 (50만원권)



2016년

마지막 혜택과 함께 실속을 챙기자~

# PCR/qPCR 절대 강자, TAKARA

PCR 기기를 **경제적인 가격에** 스마트하게 장만하자~



할인

## 최고의 편리성을 가진 Gradient PCR TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® *Touch* (Code TP350)

- 7인치 넓은 터치 패널 장착
- Wizard mode로 간편한 프로그램 입력
- Gradient PCR 기능 (최대 24°C의 온도차)
- 고성능 peltier를 이용하여 균일하고 재현성 높은 PCR 가능
- 컴팩트한 디자인



할인

## 최고의 내구성을 가진 Gradient PCR TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® *Gradient* (Code TP600)

- Pre-set protocol로 사용 간편
- Gradient PCR 기능 (최대 20°C의 온도차)
- 전면, 측면 흡기 및 후면 배기 기능 강화 : 기기간의 열전도 최소화

☞ 기존 Takara PCR/qPCR 기기를 보유하고 계신 고객께는 추가 혜택을 드립니다.  
자세한 내용은 담당 영업사원 또는 다카라코리아 고객센터로 문의하세요.

★혜택1. 데모신청시 Takara 상품권 (10만원권)

★혜택2. 기기 구매시 Takara 상품권 (50만원권)

TITERTEK  
BERTHOLD

## 정확도가 탁월한 Titertek-Berthold Luminometer 시리즈

Type	Tube Type			Plate Type	
	FB14	FB12	Sirius L	Orion L	Orion II
Luminometer					
측정 샘플	12 mm Tube	다양한 tube, 35 mm culture dish	다양한 tube, 35 mm culture dish	96-well plate	96-/384-well plate
Injectors 장착 (최대)	-	-	2	2	4
작동	Stand-alone	Stand-alone	PC-operation	PC-operation	PC-operation
부가기능	배터리 장착시 휴대가능	-	-	-	온도 조절, shaking 가능

다카라코리아바이오메디칼 (주)

고객 (제품문의) 02-2081-2510  
지원센터 support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525  
(대전·충청지역 제품주문)

지역별 전문 대리점

- |                                      |                                  |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 그린바이오 (주) (서울, 인천, 경기) 02-2633-7114  | (주) 진성에스엘알 (광주, 전남) 062-672-7631 | 티엔씨바이오 (부산, 울산, 경남) 051-612-9361 |
| (주) 에스앤씨 (서울, 인천, 경기) 1644-5778      | (주) 프리임텍 (강원) 033-244-6969       | 이엔바이오 (진주) 055-761-1036          |
| (주) 삼화교역 (전북) 063-227-3700           | 브니엘바이오 (대구, 경북) 053-381-3611     | (주) 셀피스 (제주) 064-722-6707        |
| 대일바이오랩 (전북 농진청 산하기관 한정) 063-544-6421 |                                  |                                  |