

작지만 알찬 PCR기기

특별한
프로모션

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2023년 12월 29일까지



Clontech PCR Thermal Cycler GP (Code WN400)

항목	내용
외형	185 mm (W) × 280 mm (D) × 165 mm (H)
무게	4.3 kg
전원	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 6.6~3.1 A
설정온도 범위	4~99.9℃
샘플용량	96 × 0.2 ml
가열속도	최대 4.5℃/sec
냉각속도	최대 4.0℃/sec
온도 균일성	±0.5℃ (50℃)
온도 정확도	±0.5℃
Grandient 기능	12단계, 설정 가능 범위 : 30~99.9℃ (온도폭: 0.1~30℃)
Heat lid 온도	30~110℃
디스플레이	5인치 컬러 터치 패널, 800×480 픽셀
저장가능한 프로그램 수	<500

기기 견적 및 데모는 다카라코리아 고객센터
(support@takara.co.kr, 02-2081-2510)로 문의하세요.

내가 원하는 그 어떤 Cloning이라도 보다 쉽고 간편하게

In-Fusion® 으로 손 하나 **똑딱** 하면 Cloning **똑딱!**

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix (Code 638947)

- ✓ Linearized vector와 insert의 말단 상동서열을 연결하는 In-Fusion® 기술
- ✓ 단 15분의 반응으로 빠르게
- ✓ 95% 이상 정확도
- ✓ 다양한 application 가능



Stellar™ Competent Cells (Code 636763)

- ✓ In-Fusion® Cloning에 최적화된 **고효율** Comp. cell
- ✓ 다양한 application에 적용 가능한 하이엔드 Comp.cell

특징	제품명	Code	용량
Cloning 해결사	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	638947	10 회
		638948	50 회
		638949	250 회
환상의 짝꿍, 궁극의 Cloning 효율	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix with Competent Cells	638951	10 회
		638952	50 회
동결건조 형태로 더욱 편리하게	In-Fusion® Snap Assembly EcoDry™ Master Mix	638954	8 회
		638955	32 회
	In-Fusion® Snap Assembly EcoDry™ Master Mix (96 well plate)	638956	96 회

Ready to use! 동결건조 타입의 RT, PCR 시약, EcoDry™ 시리즈


Efficiency, Convenience, Optimized master mix

고성능 효소 기반의
고효율 반응

편리한 실온보관,
간편한 실험으로 시간 절약

8-Strip well tube에 1회분씩 분주,
피펫팅 오류 감소, 높은 재현성

적용	Code	제품명	용량
역전사 반응	RNA와 DW만으로 고품질 1st strand cDNA 합성		
	639542	RNA to cDNA EcoDry™ Premix (Oligo dT)	96회
	639545	RNA to cDNA EcoDry™ Premix (Random Hexamers)	96회
	639548	RNA to cDNA EcoDry™ Premix (Double Primed)	96회
PCR	높은 정확성과 증폭 효율		
	639280	High Fidelity PCR EcoDry™ Premix	48회
	높은 증폭 효율		
	639276	High Yield PCR EcoDry™ Premix	48회



유전자 / 효소의 기능 연구를 위한 error-prone PCR, 쉽게 하자!

Diversify PCR Random
Mutagenesis Kit (#630703)

- ✓ Hot spot 없이
- ✓ Random하게
- ✓ 세밀하게 mutation rate 조절

다카라코리아바이오메디칼(주)

고객지원 02-2081-2510
(제품문의) support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525
(대전·충청) tkbd@takara.co.kr

지역별 전문 대리점

그린바이오(주)(서울·인천·경기)
(주)에스앤씨(서울·인천·경기)
지더블유바이오텍(주)(서울·인천·경기)
버리사이언스(전북)

02-2633-7114
1644-5778
02-2140-3300
063-253-0370

(주)대일바이오랩(전북·충청·산하기관 한정) 063-544-6421
(주)진성에스앤알(광주, 전남) 062-672-7631
(주)프리임텍(강원) 033-244-6969
브니엘바이오(주)(대구, 경북) 053-381-3611

코어젠(부산·울산·경남)
이엔바이오(전주)
(주)셀피스(제주)

051-621-0924
055-761-1036
064-722-6707