

합리적인 가격대로 만나는 qPCR 기기

# CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System

(4ch) (Code 640231)



## 특별한 할인

2023년 12월 29일(금)까지

### CS96 특징

- ✓ 터치스크린을 장착한 stand-alone type (제어용 PC 연결도 가능)
- ✓ 사용 빈도가 가장 높은 4종 필터 장착
- ✓ Gradient 기능 탑재로 광범위한 온도 조건 검토를 보다 편리하게!  
: 8 well 씩 12열의 annealing 온도 셋팅
- ✓ 사용이 편리한 소프트웨어 제공  
: 기존 사용하던 PCR 조건과 plate 셋팅을 함께 불러오기 가능

### CS96 주요 사양

형광검출 필터	FAM/TB Green® VIC/HEX/TET/JOE	ROX/Texas Red Cy5
외형	355(W)×475(D)×484(H) mm	
무게	30 kg	
전원	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 900 VA	
가열/냉각방법	Peltier element	
광원	LED	
가열속도	최대 5.5°C/sec	
냉각속도	최대 4.4°C/sec	
형광검출법	포토 다이오드	
반응 튜브	0.2 mL tube, 96 well plate	
터치패널	내장형 10.4인치 터치 패널	

기기 견적 및 데모는 다카라코리아 고객센터 (support@takara.co.kr, 02-2081-2510)로 문의하세요.

qPCR 기반  
all-in-one kit

CronoSTAR™ 96와 함께라면 어떤 실험도 두렵지 않아!

20% 할인중  
2023년 12월 29일 (금) 까지 ~

나는 qPCR 로 Virus Titration 측정하고  
최적의 타이밍에 바이러스 쓴다!

☆ 신속한 역가측정으로  
가장 functional 한 바이러스 사용 가능 ☆

- 편리한 사용
- 단시간 측정
- 높은 재현성
- 정확한 결과

Dye-based  
One-step RT-qPCR 시약  
or  
qPCR 시약

Standard curve  
작성을 위한  
control template

Spin  
column



특징	Code	제품명	적용
Viral RNA 정제부터 qRT-PCR까지	631235	Lenti-X™ qRT-PCR Titration Kit	HIV-1 유래의 lentivirus에 적용 가능
	631453	Retro-X™ qRT-PCR Titration Kit	MMLV 기반의 Retroviral vector에 사용 가능 (MSCV 기반의 Retrovirus에는 사용 불가)
Viral DNA 정제부터 qPCR 까지	632252	Adeno-X™ qPCR Titration Kit	Ad5-based adenovirus vector로부터 생산된 adenovirus
	631414	BacPAK™ qPCR Titration Kit	AcMNPV 기반의 모든 baculovirus에 적합

20% 할인중

나는 Mir-X™ 하나로 신속 정확하게  
microRNA qPCR 정량 한다!

- miRNA 정량을 위한 cDNA 합성부터 qPCR 까지 all-in-one kit
- Simple & single step cDNA 합성
- miRNA-specific primer를 이용한 민감도 높은 반응



[Code 640231]

특징	Code	제품명	용량
Poly A tailing & cDNA 합성	638313	Mir-X™ miRNA First-Strand Synthesis Kit	20회
	638315	Mir-X™ miRNA First-Strand Synthesis Kit	60회
cDNA 합성부터 qPCR 정량 까지	638314	Mir-X™ miRNA qRT-PCR TB Green® Kit	200회
	638316	Mir-X™ miRNA qRT-PCR TB Green® Kit	600회

Reference, control로 사용하는 다양한 RNA & cDNA

Human

Mouse

Rat

Total RNA

Poly A<sup>+</sup> RNA

ds cDNA

자세한 제품리스트는 [takara.co.kr](http://takara.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다!

다카라코리아바이오메디칼 (주)

고객지원 02-2081-2510  
(제품문의) support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525  
(대전 총청) tkbd@takara.co.kr

지역별 전문 대리점

그린바이오(주)(서울인천경기) 02-2633-7114  
(주)에스앤씨(서울인천경기) 1644-5778  
지더블유바이오(주)(서울인천경기) 02-2140-3300  
베리사이언스(전북) 063-253-0370

(주)대일바이오랩(전북농진청산하기관 한정) 063-544-6421  
(주)진성에스엠알(광주, 전남) 062-672-7631  
(주)프라임텍(강원) 033-244-6969  
브니엘바이오(주)(대구, 경북) 053-381-3611

코어젠(부산 울산 경남) 051-621-0924  
이엔바이오(전주) 055-761-1036  
(주)셀피스(제주) 064-722-6707