



기기 세일 페스타

초초특가로 Real Time PCR 기기를 구매하고,
 다양한 qPCR **시약 할인**까지 받으세요.



2024년 12월 27일(금) 까지

제품명	Code
CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch)	640231



[CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) 특징]

- 뛰어난 가성비비의 4 채널, 터치스크린을 장착한 stand-alone 장비
- 사용이 편리한 소프트웨어
 - : 사용하던 PCR 조건과 plate 셋팅 함께 불러오기 기능 등
- 셋팅이 편리한 8 well x 12열 gradient 기능
 - : 편리하게 반응 조건 검토 가능

[CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) 사양]

형광검출 필터	FAM/TB Green®	ROX/Texas Red
	VIC/HEX/TET/JOE	Cy5
외형	355(W)×475(D)×484(H) mm, 30 kg	
전원	AC 100~240 V 50/60 Hz, 900 VA	
최대가열속도	5.5°C/sec	
최대냉각속도	4.4°C/sec	
반응 튜브	0.2 ml tube, 96 well plate	
터치패널	내장형 10.4인치 터치 패널	

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System(4ch) 구매하시면, 다카라의 진한템 Real Time PCR 시약을 30% 할인해 드립니다.

적용	Code	제품명	용량
RNA 정제	효율적인 RNA 정제		
	9767A	TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit	50 회
	9109	RNAiso plus	200 ml
qPCR용 cDNA 합성	gDNA 제거 2분, cDNA 합성 10분, 신속 정확 qRT premix		
	RR092A	PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser	100 회 (20 µl반응시)
	cDNA 합성 15분, 목적에 따라 선택하는 qRT kit		
	RR047A	PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time)	100 회 (20 µl반응시)
	RR036A	PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)	200 회 (10 µl반응시)
	RR037A	PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time)	200 회 (10 µl반응시)
TB Green® qPCR premix	신장시간 10초, UNG 포함, Rox 관계없이 기기 사용 가능		
	RR830A	TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	400 회 (25 µl반응시)
	스테디셀러 qPCR premix		
	RR430A	TB Green® Fast qPCR Mix	200 회 (50 µl반응시)
	RR820A	TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	200 회 (50 µl반응시)
	RR420A	TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus)	200 회 (50 µl반응시)
TB Green® 1 step RT-qPCR	고감도로 1 step qPCR		
	RR096A	One Step TB Green® PrimeScript™ PLUS RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	100 회 (50 µl반응시)
	RR086A	One Step TB Green® PrimeScript™ RT-PCR Kit II (Perfect Real Time)	100 회 (50 µl반응시)
	RR066A	One Step TB Green® PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	100 회 (50 µl반응시)
Probe qPCR premix	신장시간 20초, UNG 포함, multiplex qPCR에 최적		
	RR393A	Probe qPCR Mix MultiPlus	400 회 (25 µl반응시)
	범용적인 qPCR premix		
	RR391A	Probe qPCR Mix	200 회 (50 µl반응시)
	RR392A	Probe qPCR Mix, with UNG	200 회 (50 µl반응시)
	RR390A	Premix Ex Taq™ (Probe qPCR)	200 회 (50 µl반응시)
Probe 1 step RT-qPCR	All premix 로 빠른 셋업		
	RR600A	One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix	200 회 (25 µl반응시)
	RR601A	One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG	200 회 (25 µl반응시)
	RR650A	PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix	200 회 (25 µl반응시)
	RR651A	PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG	200 회 (25 µl반응시)

*시약 할인은 본 프로모션 구매 고객 한정이며, 2024년 12월 31일(화) 주문 분까지 할인이 적용됩니다.

다카라코리아바이오메디칼(주)

고객지원 02-2081-2510
(제품문의) support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525
(대전-총청) tkbd@takara.co.kr

지역별 전문 대리점

그린바이오(주)(서울인천경기)	02-2633-7114	위너스랩(전북농진청산하기관 한정)	063-902-1277	코어젠(부산울산경남)	051-621-0924
(주)에스앤씨(서울인천경기)	1644-5778	(주)진성에스엠알(광주, 전남)	062-672-7631	이엔바이오(전주)	055-761-1036
지더블유바이텍(주)(서울인천경기)	02-2140-3300	(주)프라임텍(강원)	033-244-6969	(주)셀피스(제주)	064-722-6707
베리사이언스(전북)	063-253-0370	브니엘바이오(주)(대구, 경북)	053-381-3611		