

# Clontech PCR

# Thermal Cycler GP 런칭기념

## 새싹 프로모션

3월 2일 ~ 6월 30일

프로모션가로  
구매하세요~



[Code WN400]

- 컴팩트한 사이즈 - 너비 18.5cm, 무게 4.3kg
- 심플한 User interface - 직관적이고 편리한 조작
- 간편한 touch down PCR 및 gradient PCR 설정

### 편리한 User Interface

- ① 직관적이고 편리한 PCR 조건 설정  
- 간단한 터치&세팅



- ② 옵션을 하나의 화면에서 변경 가능  
- touch-down PCR, gradient PCR 등



### Good Point!

Gradient 온도 범위를 어떻게 설정하면 되지??  
고민 말고 Calculator 기능을 이용하세요!  
최저온도와 온도범위만 입력하면 12열의 각 반응 온도를 확인할 수 있습니다.



# Clontech PCR Thermal Cycler GP (Code WN400)


## [제품 사양]

항목	내용
외형	185 mm (W) × 280 mm (D) × 165 mm (H)
무게	4.3 kg
전원	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 6.6~3.1 A
설정온도 범위	4~99.9°C
샘플용량	96×0.2 ml
최대 가열속도	4.5°C/sec
최대 냉각속도	4°C/sec
Gradient 온도 설정범위	30~99.9°C
디스플레이	5인치 컬러 터치패널, 800×480 픽셀
통신	USB 2.0

## [관련제품]

Code	제품명	Size
NJ401	0.2 ml 96well-plate for Real Time (Frosted)	10 plates
NJ402	Flat Cap for PCR Plate	125 strips
NJ710	96 well snap plate	10 plates
NJ720	Flat cap for snap plate	120 strips
NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125 strips
NJ301	0.2 ml Hi-8-Dome Cap	125 strips
NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125 strips
NJ200	0.2 ml Hi-Tube Dome Cap	1 pack
NJ204	0.2ml Single-Tube Dome Cap	1,000 pcs
NJ205	0.2ml Single-Tube Flat Cap	1,000 pcs

**PrimeSTAR® GXL**  
**Premix Fast, Dye plus**  
 (Code R052A)



High Fidelity  
 High performance  
 High speed

## 전기영동장치

### Mupid-2plus® (#AD110)

- ☑ 가성비 높은 베이직모델
- ☑ 50V/100V 전압선택 가능
- ☑ 110V 전용



So **simple** 하거나  
 So **smart** 하거나

### Mupid-One® (#AD160)

- ☑ 타이머설정 (1~99분)
- ☑ 7종류 전압선택 가능
- ☑ 110V/220V 겸용

