

드디어
시작됐습니다!

2X Festival

TransIT-X2[®] Dynamic Delivery System

1+1

테스트해보고 아무지게 실험하자!



Buy one get one free

지금 이 기회!

2016년 4월 1일 (금) - 2016년 5월 31일 (화)

무엇이?


TransIT-X2[®] Dynamic Delivery System (1.5 ml) 구매 시 동일 제품을 **하나 더!**

Code	제품명	수량	소비자가 (원)*
MIR 6000	TransIT-X2 [®] Dynamic Delivery System (1.5 ml)	1 set (2개)	888,000

* 부가세 별도 금액

왜 좋을까?

- Plasmid DNA와 siRNA, miRNA에 모두 적용 가능
- 낮은 세포 독성으로 transfection 후 배지 교체 No!
- 최소한의 off-target 효과로 연구 정확도 향상
- 다양한 cell line에 고효율로 도입 가능



Plasmid DNA, siRNA
동시 도입 가능한 TransIT-X2[®]
Blue (Cy[®]5 labeled DNA)
Red (Cy[®]3 labeled siRNA)
Yellow (nuclear YFP)

Transfection 결과 만족하세요?

Cell에 맞는 Transfection Reagent 선택으로 유전자 도입 효율 향상!


Nucleic acid	제품명	적용 대상	대표 Code
Plasmid DNA	TransIT [®] -Jurkat Transfection Reagent	Jurkat and other cells (K562, RAW 264.7, THP-1 cells)	MIR 2120
	TransIT [®] -Keratinocyte Transfection Reagent	Primary and immortalized keratinocytes cells	MIR 2800
	TransIT [®] -BrCa Transfection Reagent	Breast cancer and related cells (MCF-7, MDA-MB-231, T47D)	MIR 5500
	TransIT [®] -293 Transfection Reagent	HEK 293 and related cells	MIR 2700
	TransIT [®] -CHO Transfection Kit	CHO-K1 and related cells	MIR 2170
	TransIT-HeLaMONSTER [®] Transfection Kit	HeLa and related cells	MIR 2900
	TransIT [®] -Insect Transfection Reagent	Sf9, High Five [™] and S2 cells	MIR 6100
	TransIT [®] -2020 Transfection Reagent	Various cell lines	MIR 5400
	TransIT [®] -LT1 Transfection Reagent	Various cell lines	MIR 2300
Viral RNA, mRNA	TransIT [®] -mRNA Transfection Kit	Various cell lines	MIR 2250
Plasmid DNA, siRNA	TransIT-TKO [®] Transfection Reagent	Various cell lines and primary cells	MIR 2150
siRNA	TransIT-siQUEST [®] Transfection Reagent	Various cell lines and primary cells	MIR 2110
DNA, RNA oligo	TransIT [®] -Oligo Transfection Reagent	Various cell lines	MIR 2160
Plasmid DNA, siRNA	TransIT [®] -QR Starter Kit	Mouse (<i>in-vivo</i>)	MIR 5210
Plasmid DNA	TransIT [®] -EE Starter Kit	Mouse (<i>in-vivo</i>)	MIR 5310

적용할 cell에 적합한가 고민될 땐? 다카라코리아 온라인 톨에서 확인하세요~

단백질 대량 생산에 최적

TransIT-PRO[®] Transfection Kit (Code MIR 5700 외)

- Suspension CHO와 293 cells용 transfection reagent
- 다양한 CHO 배지 조성에서 호환성 우수
- 다양한 culture volume (4 - 400 mL)에 적용 가능



Transfection 후 시간 경과에 따른 발현율 비교

Mycoplasma에 오염되면 좋은 Transfection 시약도 무용지물!
그래서 준비한 **Mycoplasma Bye Bye 제품**

상품권 이벤트
진행 중!

Lonza

예방

Pen/Strep만 넣는다면 STOP!

MycoZap[™] Antibiotics Series (Code VZA-2031 외)

예방 가능 종	MycoZap [™] Prophylactic	MycoZap [™] Plus-CL	MycoZap [™] Plus-PR
Mycoplasma	Yes	Yes	Yes
Gram(+,-) bacteria, fungi, yeast	No	Yes	Yes
이렇게 사용하세요~			
적용 cell	Cell line, primary cell 모두	Cell line용	Primary cell용
추가 항생제	Pen/Strep과 같이 사용 MycoZap [™] 만으로 OK!		

검출

20분만에 검출 끝!

MycoAlert[™] PLUS Mycoplasma Detection Kit (Code LT07-705 외)

제거

항생제와 항대사제로 소중한 Cell 살아나라!

MycoZap[™] Mycoplasma Elimination Reagent (Code LT07-818 외)

다카라코리아바이오메디칼 (주)
www.takara.co.kr

고객 (제품문의) 02-2081-2510
지원센터 support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525
(대전·충청지역 제품주문)

지역별 전문 대리점

그린바이오 (주) (서울, 인천, 경기)	02-2633-7114	(주) 진성에스엘알 (광주, 전남)	062-672-7631	Tn바이오 (부산, 울산, 경남)	051-612-9361
(주) 에스앤씨 (서울, 인천, 경기)	1644-5778	(주) 프리인텍 (강원)	033-244-6969	이엔바이오 (진주)	055-761-1036
(주) 심화교역 (전북)	063-227-3700	브니엘바이오 (대구, 경북)	053-381-3611	(주) 셀피스 (제주)	064-722-6707