

10X Loading Buffer

Code No. 9157

Size: 1 ml x 10

* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Description:

This product is Loading Buffer for agarose gel electrophoresis. This product is the same composition as 10X Loading Buffer supplied with Takara Bio's restriction enzymes.

Compositions :

50%	Glycerol
0.9%	SDS
0.05%	Bromophenol Blue

Storage: Room temperature

Applications:

For agarose gel electrophoresis.

Instruction:

Add >1/10 volume of 10X Loading Buffer to stop enzyme reaction and apply on agarose gel electrophoresis. SDS may precipitate during the storage at room temperature. In case precipitates generated, dissolve in warm bath before use.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com.

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

10×Loading Buffer

Code No. 9157

容量： 1 ml×10

※適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

●製品説明

本製品はアガロースゲル電気泳動用の Loading Buffer である。本製品は制限酵素に添付している 10 × Loading Buffer と同じ組成である。

●バッファー組成

50%	グリセロール
0.9%	SDS
0.05%	Bromophenol Blue

●保存 室温

●用途

アガロースゲル電気泳動

●使用法

反応液量の 1/10 量以上の 10 × Loading Buffer を添加し、酵素反応を止め、アガロースゲルにアプライしてください。また、保存中に SDS が析出することがありますが、温浴で溶解してお使いください。

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902Da