









# 액세서리 (Gel Maker Set)

아래의 Gel Maker Set는 단품으로도 판매하고 있습니다. 자세한 내용은 아래의 각 파트를 참조해 주십시오.

그림	Set 내용물 (수량)	개요
 <p>Gel Maker Set-L (TaKaRa Code AD216)</p>	 <p>Gel Tray-L (2)      Gel Tray-S (4)</p> <p>Comb-L (2)</p> <p>Gel Maker Stand-L (1)</p>	<p>Mupid-2plus에 포함되어 있다. Mupid-2등 기존의 기종에서 사용되고 있는 표준적인 Gel Maker Set이다.</p> <p>또한 Gel Tray-L 및 Gel Tray-S는 Mupid-exU의 영동조에서도 사용이 가능하다.</p>
 <p>Gel Maker Set - HR (TaKaRa Code AD230)</p>	 <p>Gel Tray L-HR(2)      Gel Tray S-HR(4)</p> <p>Comb L-HR(2)</p> <p>Gel Maker Stand L-HR(1)</p>	<p>Gel Maker Set -L과 같은 사이즈의 구성품으로 되어 있으나, 모두 내열성 소재로 제작되어 있다. Gel 용해 직후의 고온인 상태에서도 변형되지 않으며, Autoclave를 통해 Gel 찌꺼기를 손쉽게 제거할 수 있는 특징을 갖고 있다. 본 부속품은 반드시 Set로 사용해 주어야 한다.</p>
 <p>Mupid-exU 용 Gel Maker Set (TaKaRa Code AD200)</p>	 <p>Mupid-exU Gel Tray-L(1)</p> <p>Mupid-exU Standard Comb (4)</p> <p>Mupid-exU Gel Tray-S(2)</p> <p>Mupid-exU Gel Maker Stand (1)</p>	<p>Mupid-exU에 포함되어 있다. Multi-channel Pippett 대응이 가능한 Pitch로 13well 또는 26well의 Gel 제작이 가능하며, Mupid-exU이외의 영동조에서는 사용할 수 없다. Mupid-exU에는 UV 투과성의 영동조로 되어 있기 때문에, 이 set에 포함되는 Gel Tray도 UV 투과율의 높은 소재로 되어 있으며, 눈금선은 없다.</p>
 <p>Gel Maker Set-S (TaKaRa Code AD217)</p>	 <p>Gel Tray-S UV (4)</p> <p>Comb-S (4)</p> <p>Gel Maker Stand-S (1)</p>	<p>Mupid-S에 포함되어 있다. Gel Tray-S전용의 영동장치를 위한 Gel Maker set 이다. Mupid-S는 UV 투과성의 영동조로 되어 있기 때문에, 본 세트에 포함되는 Gel Tray도 UV 투과율의 높은 소재로 제작되어 있고, 눈금선은 없다.</p>

P-b

전기영동장치 (Nucleic Acids)

# Mupid® 관련제품

제품명	제조사	TaKaRa Code	용량	가격
Mupid®-exU Power Supply	ADV	AD141	1 ea	가격문의
Mupid®-2plus Power Supply	ADV	AD111	1 ea	가격문의
Mupid®-ACE Power Supply	ADV	AD151	1 ea	가격문의
Mupid®-exU Cover	ADV	AD142	1 ea	가격문의
Mupid®-ACE Cover	ADV	AD153	1 ea	가격문의
Mupid®-exU Gel tank (with Cover)	ADV	AD104	1 ea	가격문의
Mupid®-2plus Gel tank (with Cover)	ADV	AD112	1 ea	가격문의
Mupid®-ACE Gel tank (with Cover)	ADV	AD152	1 ea	가격문의
254 nm UV lamp	ADV	AD131	1 ea	가격문의
312 nm UV lamp	ADV	AD132	1 ea	가격문의
UV filter (short wave)	ADV	AD133	1 ea	가격문의
UV filter (medium wave)	ADV	AD134	1 ea	가격문의
Power Code	ADV	AD135	1 ea	가격문의
디지털 카메라 접속 키트	ADV	AD136	1 Set	가격문의
촬영용 차광 커버	ADV	AD137	1 ea	가격문의
Gel Tray-L (구 : 겔 메이커판(대))	ADV	AD210	2매	가격문의
Gel Tray -S (구 : 겔 메이커판(소))	ADV	AD211	4매	가격문의
Gel Tray -S-UV	ADV	AD212	4매	가격문의
Comb-L ( 구 : Comb)	ADV	AD213	2 ea	가격문의
Gel Maker Stand-L	ADV	AD215	1 ea	가격문의
Gel Maker Set-HR	ADV	AD230	1 Set	가격문의
Gel Maker Set -L	ADV	AD216	1 Set	가격문의
Gel Maker Set -S	ADV	AD217	1 Set	가격문의
Mupid®-ex 용 Gel Maker Set	ADV	AD200	1 Set	가격문의
Mupid®-ex 용 Gel Tray-L	ADV	AD201	2매	가격문의
Mupid®-ex 용 Gel Tray-S	ADV	AD202	4매	가격문의
Mupid®-ex 용 Gel Maker Stand	ADV	AD203	1 ea	가격문의
Mupid®-ex 용 Standard Comb	ADV	AD204	2 ea	가격문의
Gel Maker Set ACE-HR	ADV	AD231	1Set	가격문의
Comb 10	ADV	AD220	2 ea	가격문의
Comb 17	ADV	AD221	4 ea	가격문의
Mupid-ACE 용 장착빔	ADV	AD154	1 Set	가격문의
Mupid®-STAIN eye	ADV	AD316A	250 ml	가격문의
Mupid®-STAIN eye	ADV	AD316B	250 ml×5 ea	가격문의

### ■Gel Maker Set L (Code : AD216)

Gel Tray-L	2매
Gel Tray-S	4매
Comb-L	2개
Gel Maker Stand -L	1개

### ■Gel Maker Set-HR (Code : AD230)

Gel Tray L-HR	2매
Gel Tray S-HR	4매
Comb-HR	2개
Gel Maker Stand-HR	1개

### ■Gel Maker Set ACE-HR (Code : AD231)

ACE Gel Tray L-HR	1매
ACE Gel Tray S-HR	2매
ACE Comb-HR	4개
ACE Gel Maker L-HR	1개
분리판	1매

### ■Mupid-ex 용 Gel Maker Set (Code : AD200)

Mupid-ex 용 Gel Tray-L	1매
Mupid-ex 용 Gel Tray-L	2매
Mupid-ex 용 Standard Comb	4개
Mupid-ex 용Gel Maker Stand	1개
분리판	1매





### ■Gel Maker Set S (Code : AD217)

Gel Tray -S-UV	4매
Comb-S	4개
Gel Maker Stand -S	1개
PAG제작용 Cover S	4매

P-b

전기영동장치 (Nucleic Acids)

■ Gel Tray 대응기종

Gel Tray외부 치수(mm)	Mupid-S	Mupid-2plus	Mupid-One	Mupid-exU	Mupid-ACE
 Gel Tray-S (52×60)      Gel Tray-SUV (52×60)	●	●	●	●	●
 Gel Tray-L (106×60)	×	●	●	●	●
 Mupid-ex Gel Tray-小 (130×59.5)      Mupid-ex Gel Tray-大 (130×122)	×	×	●	●	●
 ACE Gel Tray S-HR (130×59.5)      ACE Gel Tray L-HR (130×122)	×	×	●	●	●

■ Gel maker set 대응기종

		Gel Maker Set-L	Gel Maker Set-S	ex용 Gel Maker Set	Gel Maker Set ACE-HR
대응기종	Mupid-2plus	●	●	—	—
	Mupid-One	●	●	●	●
	Mupid-exU	●	●	●	●
	Mupid-ACE	●	●	●	●
	Mupid-S (종매)	—	●	—	—
	Mupid-α*	●	●	—	—
	i-Mupid-J*	●	●	—	—
	Mupid-21*	●	●	—	—

\* 다카라에서 취급하지 않는 품목입니다.