

가성비와 가심비, 두 마리 토끼를 모두 잡을 찬스!

2023 해피 뉴 CS96

(CronoSTAR™ 96)

할인 프로모션

기간 : ~2023.03.31



제품명	Code
CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch)	640231

* 6채널 모델은 별도 문의 주세요~!

CS96 특징

- 터치스크린을 장착한 stand-alone type
- 사용이 편리한 소프트웨어 제공 (제어용 PC 연결 가능)
- 사용 빈도가 가장 높은 4중 필터를 장착하여 활용도 UP!
- 뛰어난 온도 제어로 높은 재현성 보유
- Gradient 기능을 이용하여 편리하게 반응 조건 검토 가능

지금!

CronoSTAR™ 96

Real-Time PCR System을 구매하시면

혜택 1

qPCR 실험자들은 모두 아는 인싸템
Takara Real Time PCR 시약 1개 무상 제공
(qPCR premix, qRT kit, 1 step qPCR 시약 중 택1)

혜택 2


Dye based qPCR (TB Green®) 실험자라면 필수템
Real Time PCR Primer 디자인 서비스 1년간 무료!

that's
GOOD
science!

2023 해피 뉴

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System

할인 프로모션



Window 창에서 4개의 결과를 동시에 볼 수 있어 편리하며, 총 7개의 모듈 중 필요에 따라 선택하여 분석 가능

- [Amplification Curve], [Standard Curve], [Sample Setting], [Result Table], [Raw Curve], [Raw Fluorescence], [Heat Map]

CS96 주요 사양		CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System(4ch)	CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System(6ch)
형광 채널		4 종	6 종
형광 검출 필터		FAM/TB Green® VIC/HEX/TET/JOE ROX/Texas Red Cy5	FAM/TB Green® VIC/HEX/TET/JOE TAMRA/Cy3 ROX/Texas Red Cy5 Alexa Fluor 680
외형		355(W) × 475(D) × 484(H) mm	
무게		30 kg	
전원		AC 100~240 V, 50/60 Hz, 900 VA	
가열/냉각방법		Peltier element	
광원		LED 광원	
최대가열속도		5.5°C/sec	
최대냉각속도		4.4°C/sec	
형광검출법		포토 다이오드	
용해 곡선 분석		가능	
동시 측정 샘플수		96 샘플	
반응 튜브		0.2 ml tube, 96 well plate	

qPCR 기기 교체를 고민하셨다면 지금이 좋은 기회!