

20% off

# Takara & Lonza 전 품 목 할인 캠페인

2022년 3월 2일 (수) ~ 4월 29일 (금)

## 신제품 출시 기념 특별 프로모션

- TaKaRa Ex Taq® 업그레이드 : 정확도 / 밴드 형성을 개선
- 2x premix & 보관 중 얼지 않아 빠르고 편리한 셋업
- Dye plus 버전으로 전기영동까지 non-stop 실험 가능

# 35% 특별할인

기본 버전 #RR370A  
(loading dye 불포함)



Plus 버전 #RR371A  
(loading dye 포함)



Code	제품명	용량	정상가	특별할인가
RR370A	TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase	200 회	178,000원	115,700원
RR371A	TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase Dye plus	200 회	178,000원	115,700원

## Lonza Agarose, 전기영동, Mycoplasma 예방/검출 시약 등 전 품목

20% 할인

낮은 독성, 높은 감도, EtBr 대체  
**GelStar® 염색시약**

20분 완료, Mycoplasma 오염 검출  
**MycoAlert™ PLUS Mycoplasma detection kit**

### 다양한 Lonza agarose, 목적에 따라 선택하세요!

- 베스트셀러, 만능 Agarose ..... SeaKem® LE Agarose
- Virus plaque assay, gel elution 용 ..... SeaPlaque® Agarose
- 단백질 면역 전기영동 등을 위한 ..... SeaKem® ME Agarose
- The Highest resolution! 매우 작은 사이즈 (20 ~ 800 bp) 확인 ..... MetaPhor® Agarose
- Megabase DNA 분리를 위한 PFGE용 ..... SeaKem® Gold Agarose



## 다양한 Real Time PCR 실험 - Probe 1 step RT-qPCR

1 step (RNA → qPCR) 도  
2x premix 시약이 대세

One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix (#RR600A)  
One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG (#RR601A)

20% 할인

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
고감도 1 Step 2x premix	RR600A	One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix	200 회	357,600원
	RR601A	One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG	200 회	375,200원
RNA 정제 생략	RR650A	PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix	200 회	389,600원
Direct 1step RT-qPCR	RR651A	PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG	200 회	408,000원
qPCR Premix	RR391A	Probe qPCR Mix	200 회	240,000원
	RR392A	Probe qPCR Mix, with UNG	200 회	252,000원

오염방지

UNG 포함 시약도 집중해 주세요!  
식품 검사, 병원체 검사 등 반복되는 실험에서 false positive를 방지할 수 있습니다.

## TB Green®을 이용한 최적의 qPCR 추천

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
신장시간 10초 고속반응	RR430A	TB Green® Fast qPCR Mix <b>시약만 바뀌도 FAST</b>	200 회	240,000원
1st choice!	RR820A	TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	200 회	240,000원
Basic - 스테디셀러	RR420A	TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus)	200 회	240,000원
1 step (RNA → qPCR)	RR096A	One Step TB Green® PrimeScript™ PLUS RT-PCR Kit	100 회	316,800원
2분 gDNA 제거	RR047A	PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser	100 회	279,200원
저농도샘플 - 5x premix	RR036A	PrimeScript™ RT Master Mix	200 회	279,200원
Basic - 15분 RT 완료	RR037A	PrimeScript™ RT Reagent Kit	200 회	279,200원

FAST

Fast 기기 No! 시약만 바뀌도 실험시간을 확! 줄여주는 다양한 Fast 시약을 찾아보세요!

데모가능



The Newest qPCR

기간 : ~2022년 6월 30일까지

CronoSTAR™ 96 Real Time PCR System 런칭 기념 할인

## 샘플따라 선택하는 핵산 정제 제품

합리적인 가격의  
RNA 정제 컬럼

TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit (#9767A)  
TaKaRa MiniBEST Plant RNA Extraction Kit (#9769A)

적용	Code	제품명	용량	캠페인가
동/식물조직, 배양세포, bacteria 등	9767A	TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit	50 회	204,000원
	9765A	TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit	50 회	140,800원
식물 샘플 전용 - 종자, 버섯, 과실 샘플	9769A	TaKaRa MiniBEST Plant RNA Extraction Kit	50 회	248,800원
	9768A	TaKaRa MiniBEST Plant Genomic DNA Extraction Kit	50 회	144,000원
Gram (-)/(+) bacteria	9763A	TaKaRa MiniBEST Bacteria Genomic DNA Extraction Kit	50 회	145,600원
간편한 탈파라핀 과정	9782A	TaKaRa MiniBEST FFPE DNA Extraction Kit	50 회	254,400원
Cell-free 샘플의 virus 핵산 정제	9766A	TaKaRa MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit	50 회	172,800원
대량 샘플의 RNA 정제	9109	RNAiso Plus	200 ml	244,800원

## Full length cDNA 합성 &amp; 정확도 높은 PCR

RT반응 kit 하나로 끝!  
- 필요에 따라 타입 선택

## PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix (#6215A)

20% 할인

- 5x premix 시약 : 저농도 RNA의 RT에 최적
- 10 ~ 20분 내 긴 cDNA (<~13 kb) 합성 ; 고차구조 RNA 사용 시 고온 (55 °C) 반응 가능

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
5x premix, fast	6215A	PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix <b>시약만 바뀌도 FAST</b>	50 회	354,400원
고차구조 RNA에 최적	6210A	PrimeScript™ II 1st Strand cDNA Synthesis Kit	50 회	238,400원
Basic - 스테디셀러	6110A	PrimeScript™ 1st strand cDNA Synthesis Kit	50 회	229,600원
RT 반응 필수품	2313A	Recombinant RNase Inhibitor	5,000 U	99,200원
	2270A	Recombinant DNase I (RNase-free)	1,000 U	86,400원

정확도 높은  
만능 high fidelity 효소

## PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase (#R050A)

- 독자적인 신장인자로 long fragment (human gDNA ~ 30 kb)도 정확하게 증폭
- Cloning 뿐만 아니라, SARS-CoV-2 sequencing, HLA typing 에도 최적

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
No.1 베스트셀러	R050A	PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	250 U	240,000원
2x premix GXL	R051A	PrimeSTAR® GXL Premix	200 회	256,000원
Dye plus premix	R052A	PrimeSTAR® GXL Premix Fast, Dye plus <b>시약만 바뀌도 FAST</b>	200 회	272,000원
최고의 정확도	R045A	PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	100 회	200,000원

## 고효율 cloning을 위한 ligation kit, Com.cell &amp; column

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
편리한 2x ligation mix	6023	DNA Ligation Kit <Mighty Mix>	1 Kit	180,000원
T vector & ligation mix	6028	Mighty TA-cloning Kit	20 회	133,600원
Standard ligase	2011A	T4 DNA Ligase	25,000 U	49,600원
고효율 transformation	9128	<i>E. coli</i> HST08 Premium Competent Cells	100 µl × 10	195,200원
가열없이 실온 gel 용해	9762A	TaKaRa MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit	50 회	75,200원
Plasmid miniprep	9760A	TaKaRa MiniBEST Plasmid Purification Kit	50 회	72,000원

## Recombinant protein 발현 &amp; PAGE / Western blot

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
재조합 단백질의	3360	pCold™ Vector Set (pCold I ~IV)	1 Set	1,370,400원
효율적인 발현을 위한	3372	pCold™ GST DNA	25 µg	440,000원
기능성 vector	3340	Chaperone Plasmid Set	1 Set	292,000원
고감도 HRP Substrate	T7101A	Western BLot Chemiluminescence HRP Substrate	250 ml	232,800원
	T7131A	Western BLot Blocking Buffer (Fish Gelatin)	1 L	116,800원
	T7132A	Western BLot Blocking Buffer (Protein Free)	500 ml	159,200원
30분, 실온 stripping	T7135A	Western BLot Stripping Buffer	500 ml	116,800원
단백질 정량	T9300A	TaKaRa BCA Protein Assay Kit	500 회	136,800원
	T9310A	TaKaRa Bradford Protein Assay Kit	500 회	96,800원
Acetic acid 없는 염색	T9320A	TaKaRa CBB Protein Safe Stain	1 L	157,600원
편리한 pre-made buffer	T9101	Tris-Glycine-SDS Buffer (TG-SDS) Powder, pH8.3	10 pouches	97,600원
	T9102	Tris-Glycine Buffer (TG) Powder, pH8.3	10 pouches	85,600원

## AAV gene delivery (유전자 도입, in vivo 등)

### 샘플에 따라 다양한 방식의 추출 및 정제 지원

동결 보존된 packaging cell	바로 회수한 packaging cell	바로 회수한 packaging cell과 상층액
<b>추출</b> AAVpro® Freeze-Thaw Extraction Buffer (All Serotypes) (Code 6679)	<b>추출 및 정제</b> AAVpro® Purification Kit Maxi (All Serotypes) (Code 6666)	<b>추출 및 정제</b> AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All serotypes) (Code 6676)
<b>정제</b> AAVpro® Purification Pack Maxi (All Serotypes) (Code 6678)		

### AAV 생산부터 역가 측정, 농축까지 전 과정 지원

20% 할인

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
Helper virus 없이 편리한 AAV 생산	6230	AAVpro® Helper Free System (AAV2)	1 Kit	1,056,800 원
형광 control AAV vector	6231	pAAV-ZsGreen1 Vector	20 µg	692,800 원
qPCR을 이용한 정확한 역가 측정	6233	AAVpro® Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2	100 회	545,600 원
AAV 농축 및 buffer 교환	6674	AAVpro® Concentrator	1 Kit	469,600 원

### 세포치료제 연구를 위한 T cell 관련 제품

Human T cell  
배양 배지  
(serum-free)  
(xeno-free)

T cell 확대배양용  
coating 시약  
(RetroNectin®)

for CAR-T  
T cell  
stimulation용  
Antibody  
(GMP grade)

Gas permeable  
culture bag

### 세포실험 필수품 - Mycoplasma 예방 / 검출 / 제거

특징	Code	제품명	용량	캠페인가
Standard - PCR법	6601	TaKaRa PCR Mycoplasma Detection Set	100 회	264,000원
감도 up - qPCR법	CY232	CycleavePCR™ Mycoplasma Detection Kit	50 회	295,200원
신속검출 - luminometer법	LT07-701	MycoAlert™ PLUS Mycoplasma detection kit	10 회	230,400원
Pen/Strep 없이 하나로	VZA-2011	MycoZap™ Plus-CL (for cell lines)	10 x 1 ml	188,000원
mycoplasma도 예방	VZA-2021	MycoZap™ Plus-PR (for primary cell)	10 x 1 ml	220,800원

\*각 부가세 별도

기간: ~2022년 6월 30일까지

### Takara PCR Thermal cycler Dice® Touch

# 할인캠페인

- 터치패널을 이용한 편리한 사용
- Gradient PCR 지원
- 초소형 경량: 폭 18cm, 5kg



다카라코리아바이오메디칼 (주)

고객 (제품문의) 02-2081-2510  
지원센터 support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525 (대전, 충청지역 제품주문)  
tkbd@takara.co.kr

#### 지역별 전문 대리점

그린바이오(주) (서울인천경기) 02-2633-7114  
 (주)에스앤씨 (서울인천경기) 1644-5778  
 지더블유바이텍(주) (서울인천경기) 02-2140-3300  
 벼리사이언스(전북) 063-253-0370

(주)대일바이오랩 (전북 농진청 산하기관 한정) 063-544-6421  
 (주)진성에스엠알 (광주, 전남) 062-672-7631  
 (주)프라임텍 (강원) 033-244-6969  
 브니엘바이오(주) (대구, 경북) 053-381-3611

코어젠 (부산, 울산, 경남) 051-621-0924  
 이엔바이오 (진주) 055-761-1036  
 (주)셀피스 (제주) 064-722-6707