

다카라의 High-Fidelity PCR 효소, PrimeSTAR® 시리즈



할인 프로모션 중 ~4/30

특별할인
30%

PrimeSTAR® Max Ver. 2 (Code R047A)



PrimeSTAR® GXL (Code R050A)



PrimeSTAR® LongSeq (Code R055A)



20%
할인

증폭길이	≤6 kb	≤30 kb	≤50 kb
정확도	+++++	++++	+++
속도	5 sec/kb (fast)	30 sec/kb	30 sec/kb
특징	<p>가장 정확한 PCR 효소 (Wild-type Taq보다 420X 높은 정확도) 신장시간 5~10초로 고속반응 Cloning용 insert PCR에 최적</p>	<p>Long range의 high fidelity 효소 ~30 kb & GC rich target에 최적 효소 2배 사용 시 10 sec/kb의 고속반응</p>	<p>Super long target용 high fidelity 효소 ~50 kb & GC/AT rich target에 최적 Long read NGS, multiplex 등 다양한 application 적용 가능</p>

※일부 이미지는 시를 활용하여 제작